

多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒(可见分光光度法)

注意:正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

产品货号: BA1085

产品规格: 50管/24样

产品简介:

PPO(EC1.10.3.1)是一种广泛存在于植物体内的含铜的氧化酶,能使一元酚和二元酚氧化产生醌,从而引 起褐化,与果蔬加工、茶叶品质和组培等密切相关。

PPO能够催化邻苯二酚产生邻苯二醌,后者在410nm有特征光吸收。

产品内容:

提取液:液体60mL×1瓶,4℃保存,用前混匀;

试剂一: 液体40mL×1瓶, 4℃保存; 试剂二:液体10mL×1瓶,4℃保存。

需自备的仪器和用品:

可见分光光度计、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、1mL玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

操作步骤:

一、粗酶液提取:

- 1、收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照每500万细菌或细胞加入1mL提取液,超声波破碎细菌或细 胞(功率20%,超声3秒,间隔10秒,重复30次);8000g4℃离心10分钟,取上清,置冰上待测。
- 2、称取约0.1g组织,加入1mL提取液进行冰浴匀浆。8000g4℃离心10分钟,取上清,置冰上待测。

二、测定步骤:

- 1、分光光度计预热30min以上,调节波长至410nm,蒸馏水调零。
- 2、样本测定(在EP管中依次加入下列试剂)

试剂名称(μL)	测定管	对照管
试剂一	600	600
试剂二	150	150
样本	150	
煮沸的样本		150
37℃(哺乳动物)或25℃(其它物种)中准确水浴10min后,迅速放入沸水中加热10min		

充分混匀,5000g, 常温离心10min, 收集上清, 用蒸馏水调零,410nm处检测测定管和对照管吸光度, 计算ΔA=A 测定-A对照。

注意:每个测定管需要设置一个对照管,可以在不同对照管中加入不同样品的粗酶液,然后集中进行5 min沸水浴处

PPO 活性计算:

(1) 按样本蛋白浓度计算:

单位的定义:每分钟每mg组织蛋白在每mL反应体系中使410nm处吸光值变化0.01定义为一个酶活力单位。 PPO (U/mg prot) = $\Delta A \div 0.01 \times V$ 反总÷ (Cpr×V样) ÷T = $60 \times \Delta A \div Cpr$





(2) 按样本鲜重计算:

单位的定义:每分钟每g组织在每mL反应体系中使410nm处吸光值变化0.01定义为一个酶活力单位。

PPO (U/g 鲜重) =ΔA÷0.01×V反总÷ (W÷V样总×V 样) ÷T =60×ΔA÷W

(3) 按细菌或细胞数量计算:

单位的定义:每分钟每1万个细菌或细胞在每mL反应体系中使410nm处吸光值变化0.01定义为一个酶活力单位。 PPO(U/ 10^4 cell)= Δ A÷0.01×V反总÷(500÷V样总×V 样)÷T=0.12× Δ A

V反总: 反应体系总体积,0.9mL; V样: 加入反应体系中样本体积,0.15 mL; V样总: 加入提取液体积,1 mL; Cpr: 样本蛋白质浓度,mg/mL; W: 样本鲜重,g; 500: 细菌或细胞数量,500万; T: 反应时间,10min。

注意事项:

不同样本的多酚氧化酶最佳的反应温度略有差别,可在25-37℃之间进行调节。