

软骨染色液试剂盒（番红O法）

产品货号：R21844

产品规格：2×100ml

产品简介：

软骨组织由软骨细胞和软骨基质组成，软骨组织及其周围的软骨膜构成软骨。软骨根据基质内所含纤维素成分不同分为透明软骨、弹性软骨、纤维软骨。软骨染色方法有很多种，例如甲苯胺蓝法、阿利新蓝法、番红O法等。

软骨染色液(番红O法)染色原理在于嗜碱性的软骨与碱性染料番红O结合呈现红色，番红O是一种结合多阴离子的阳离子染料，其显示软骨是基于阳离子染料与多糖中阴离子基团(硫酸软骨素或硫酸角质素)结合。番红O着色与阴离子的浓度近似成正比关系，间接反映基质中蛋白多糖的含量和分布。当软骨受到损伤时，软骨中的糖蛋白会释放出来，使基质成分分布不均匀，从而导致番红O淡染或不着色。通过图像分析软件可对番红O染色的软骨基质进行定量分析，番红O分化很关键，分化过度易导致切片不着色，分化不足易导致切片着色过深。

产品组成：

名称	2×100ml	保存条件
试剂(A): Safranin O stain	100ml	室温，避光
试剂(B): Safranin 分化液	100ml	室温

自备材料：

1. 10%福尔马林固定液
2. 脱钙液
3. 蒸馏水
4. 系列乙醇

操作步骤(仅供参考)：

1. 标本的处理：福尔马林固定、脱钙、石蜡切片。
2. 常规脱蜡至水。
3. 蒸馏水洗。
4. 入Safranin O stain内浸染，蒸馏水洗。
5. 用Safranin分化液洗涤切片，蒸馏水洗。
6. 分别用95%乙醇、无水乙醇脱水。
7. 二甲苯透明，光学树脂封固。

染色结果：

软骨基质	红色
------	----

注意事项：

1. 切片在Safranin O stain中染色不宜过长，否则易导致背景的深红色不易分化掉。
2. 切片分化时间应恰当，以背景呈绿色为宜。
3. Safranin O stain染色后，不宜在低浓度乙醇脱水，否则易褪色。
4. 95%乙醇脱水时间不宜过长。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com