

铜蓝蛋白(CP)检测试剂盒(胺比色法)

产品货号: BA1714

产品规格: 50T

产品简介:

铜蓝蛋白(Ceruloplasmin,CP)又称为亚铁氧化酶或铜蓝蛋白氧化酶,是存在于肝脏、肾脏、血清等中的 α_2 -糖蛋白,每个 CP 分子含有 6~8 个铜原子,其中 Cu²+和 Cu¹+各占一半,故呈蓝色。CP 具有铁氧化还原酶活性,能使 Fe²+氧化为 Fe³+,CP 酶活性并非专一,可与 Fe²+、联苯胺、二甲基二苯胺、联大茴香胺等底物反应,可据此检测 CP 活性。

尚宝生物 铜蓝蛋白(CP)检测试剂盒(胺比色法)其检测原理是铜蓝蛋白在弱酸条件下 CP 催化胺底物,生成淡棕黄色产物,终止反应后生成紫红色溶液,通过分光光度计或酶标仪检测 540nm 处吸光度,根据公式可计算出 CP 活性,主要用于检测血清、血浆等样品中的铜蓝蛋白,50T 可检测 23~24 个样品。该试剂盒仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
试剂(A): CP Assay Buffer	50ml	室温
试剂(B): 胺基质液	10ml	4℃ 避光
试剂(C): CP 终止液	250ml	室温

需自备的仪器和用品:

- 1. 蒸馏水
- 2. 水浴锅或恒温箱、比色杯或96孔板、分光光度计或酶标仪

操作步骤 (仅供参考):

- 1. 准备样品:
 - ①血浆、血清和尿液样品:血浆、血清按照常规方法制备,可以直接用于该试剂盒的测定,尿液通常也可以直接用于测定,-20℃冻存,用于 CP 的检测。
 - ②细胞或组织样品:取恰当细胞或组织进行匀浆,低速离心取上清,-20℃冻存,用于 CP 的检测。
 - ③高活性样品:如果样品中含有较高活性的 CP,可以使用 CP Assay Buffer 稀释。
 - ④(选做)样品准备完毕后可以用 BCA 蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度,以便于后续计算单位蛋白重量组织或细胞内的 CP 含量。
- 2. CP 加样:按照下表设置测定管I、测定管II,溶液应按照顺序依次加入,并注意避免产生气泡。如果样品中的铜蓝蛋白浓度过高,可以减少样品用量或用 CP Assay Buffer 稀释后再进行测定,但应记录实际样品用量,并且根据实验方案调整计算公式。

加入物(ml)	测定管I	测定管Ⅱ		
血清、血浆等样品	0.05	0.05		
CP Assay Buffer	0.75	0.75		
30℃孵育 5min, 平衡温度。				
胺基质液(提前预热至 30℃)	0.2	0.2		



Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com



	准确孵育 5min	准确孵育 15min
CP 终止液	5(立即混匀取出)	5(立即混匀取出)

CP 测定: 以蒸馏水调零, 比色杯光径 1.0cm, 分光光度计或酶标 540nm 处测定测定管I、测定管II的吸光度(分 别记为 A_{5min} 和 A_{15min})。

计算:

CP国际活力单位的定义:在最适pH和底物浓度下,1min能催化1μmol底物所需的CP酶量为一个国际活力单 位。其计算公式如下:

CP活力(IU/L)=(A_{15min}-A_{5min})×6×1000/(10×0.05×9.46)=(A_{15min}-A_{5min})×1268

式中: A5min=测定管I的吸光度

A_{15min}=测定管II的吸光度

6=反应液总体积(ml)

10=孵育时间差值(min)=15-5

0.05=样品用量(ml)

9.46=吸光系数

注意事项:

- 待测样品一般采用血清,4℃可稳定3天,-20℃可稳定1个月。
- 本产品主要用于人血清铜蓝蛋白的检测,某些样品可能不适用。 2.
- 胺基质液应注意防止挥发,可以-20℃保存,12个月有效。 3.
- 4. 用含有柠檬酸、EDTA抗凝血对本法测定有一定干扰。
- 5. 实验全程注意控制温度和pH值。
- 加入CP终止液后,应立即混匀以终止酶促反应。 6.
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。 7.
- 8. 试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验结果。

有效期: 6个月有效; 低温运输, 按要求保存。



地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话: 400-611-0007 13671551480

0 0:807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com