

CAPS 转移缓冲液(高分子量)

产品货号: T15127

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

Western转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液,适用于Western Blot实验中把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素(NC)膜上,以便进行抗体的孵育和下游实验。

尚宝生物CAPS转移缓冲液(高分子量)主要由CAPS、DTT、甲醇等组成,适用于大分子量蛋白质(>61KD)转移到PVDF膜或硝酸纤维素膜,效果优于普通的Western转移缓冲液,该试剂为1×溶液,直接使用。

产品组成:

名称	规格	保存条件
CAPS 转移缓冲液(高分子量)	100ml/500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 大多数蛋白质转移,应置于4℃进行,以防止蛋白降解。

注意事项:

1. 密闭保存,开启后尽快用完。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>