

## 氨基黑10B染色液(0.1%)

产品货号:T15116

产品规格:100ml

### 产品简介:

氨基黑10B可用于检测印迹膜上的蛋白,转移的蛋白大于50ng/条带时,在淡蓝色的背景上可呈现深蓝色的条带,在测定内部序列时,对于蛋白质测序和蛋白质原位切割,氨基黑是最常用的染色剂。

尚宝生物 氨基黑10B染色液(0.1%)主要由氨基黑10B、弱酸、去离子水等组成,适用于PVDF膜、硝酸纤维素膜、尼龙膜,其优点是温和的条件使蛋白提取降到最低。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
氨基黑10B染色液(0.1%)	100ml	室温,避光

### 自备材料:

1. 蒸馏水或去离子水
2. 5%乙酸
3. 摇床

### 操作步骤(仅供参考):

1. 将印迹转移膜放在恰当容器中,蒸馏水水洗3次,每次5min。
2. 浸入氨基黑10B染色液1min或更长时间。
3. 入5%乙酸,室温摇床上脱色2次,每次1min。
4. 用蒸馏水、PBS或其它适当溶液漂洗2~3次,每次10min。
5. 对结果作适当记录或拍照。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

http://www.saint-bio.com