

DNA尿素加样缓冲液(2×)

产品货号: T11012

产品规格: 5ml

产品简介:

DNA尿素加样缓冲液(2×)是一种的DNA上样缓冲液。该试剂主要由Tris、EDTA、甘油等组成, 不含溴酚蓝, 加样后易下沉, 使用时需稀释至1×使用。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
DNA 尿素加样缓冲液(2×)	5ml	-20℃, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. DNA 样品与 DNA 尿素加样缓冲液(2×)等量混合后, 直接加到 DNA 胶内, 电泳。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>