

TAFE凝胶电泳缓冲液(10×)

产品货号: T11083

产品规格: 500ml

产品简介:

TAFE凝胶电泳缓冲液(10×)工作液中含有20mM Tris-乙酸、0.5mM EDTA, pH为8.2。

尚宝生物 TAFE凝胶电泳缓冲液(10×)是10倍浓缩的, 主要由200mM Tris-乙酸, 5mM EDTA等组成。使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为1×。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
TAFE凝胶电泳缓冲液(10×)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×后使用。

注意事项:

1. 蒸馏水或去离子水应尽量少含金属离子, 以免影响电泳效果。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>