

甲酰胺加样缓冲液(2×)

产品货号: T11046

产品规格: 5ml

产品简介:

甲酰胺加样缓冲液(2×)是一种2倍浓缩的RNA上样缓冲液,以溴酚蓝为指示剂,稀释至1×后比重仍然较大,加样后易下沉,且颜色清晰可见,起到电泳指示的作用。

尚宝生物 甲酰胺加样缓冲液(2×)主要由去离子甲酰胺、溴酚蓝、EDTA等组成,使用时需稀释至1×使用。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
甲酰胺加样缓冲液(2×)	5ml	4℃, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 取RNA样品与甲酰胺加样缓冲液(2×)等量混合。
2. 直接加到RNA胶内,电泳。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
2. 注意避免RNase污染。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>