

甘油明胶浮载剂

产品货号：R23256

产品规格：100ml

产品简介：

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似，但不含棉蓝染液，主要由苯酚、乳酸、甘油等组成，可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固。近年来甘油明胶液（甘油明胶浮载剂）越来越多替代浮载剂，如果用封片剂封片，玻片样本可永久保存，尤其适用于真菌，线虫整体封固。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
甘油明胶浮载剂	100ml	室温

自备材料：

1. 盖玻片、载玻片
2. 显微镜

操作步骤(仅供参考)：

（一）植物染料：

1. 取要封固的植物染料，如藻、花粉粒、表皮撕片等。
2. 滴加甘油明胶浮载剂于植物材料商，使材料接触尽量封片液，尽量避免气泡。

（二）其他样品：参考贴组织切片进行操作。

注意事项：

1. 封固之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>