

GTBE电泳缓冲液（10×）

产品货号：T11033

产品规格：500ml

产品简介：

0.5×TBE工作液中含有45mM Tris-硼酸、1mM EDTA(pH=8.0)。TBE是常用的DNA电泳缓冲液。一般情况下，DNA电泳常使用0.5×TBE工作液，Tris-乙酸电泳缓冲液的优点：缓冲能力弱，适宜分离相对较小(小于2000bp)的DNA片段。GTBE电泳缓冲液(10×)由甘氨酸、TBE组成，可用于脉冲场凝胶电泳，稀释至1×后使用。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
GTBE电泳缓冲液（10×）	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考)：

1. 用去离子水稀释 GTBE 电泳缓冲液(10×)至 1×后使用。
2. 用 1× GTBE 制备用于水平电泳的琼脂糖凝胶。
3. 加样品于琼脂糖加样孔，电泳。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>