

RNA凝胶加样缓冲液（5×）

产品货号：T11067

产品规格：5ml/10ml

产品简介：

RNA凝胶加样缓冲液(5×)是一种经过适当改良的5倍浓缩的RNA上样缓冲液。该试剂以溴酚蓝为指示剂，稀释至1×后比重仍然较大，加样后易下沉，且颜色清晰可见，起到电泳指示的作用。

尚宝生物RNA凝胶加样缓冲液（5×）主要由溴酚蓝、二甲苯青FF、EDTA等组成，是5倍浓缩的溶液，使用时需稀释至1×使用。

产品组成：

试剂盒内容	规格	保存条件
RNA凝胶加样缓冲液（5×）	5ml/10ml	4℃，避光

操作步骤 (仅供参考)：

- 按照每 4μl RNA 样品加入 1μl RNA 凝胶加样缓冲液的比例，混合 RNA 样品和 RNA 凝胶加样缓冲液（5×）。
- 直接加到 RNA 胶内，电泳。

注意事项：

- 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>