

细胞色素b5含量检测试剂盒(可见分光光度法)

注意:正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。

产品货号: BA1433

产品规格: 50管/48样

产品简介:

细胞色素P450酶是一组主要存在于肝脏的同工酶,在外源物质代谢中具有重要作用,尤其是药物和毒物的代谢。细胞色素P450和细胞色素b5是P450酶系的两个血红素蛋白,其比值的变化与P450代谢活性密切相关。

氧化型细胞色素b5经连二亚硫酸钠还原后,在424nm处有最大吸收峰,通过测定424nm和490nm处吸光值的差异,即可计算出细胞色素b5的含量。

产品组成:

试剂一: 粉剂×1瓶, 4℃保存。临用前加100mL蒸馏水, 充分溶解。

试剂二:液体×1瓶,4℃保存。

试剂三: 粉剂×1瓶, 4℃避光保存。

工作液配制: 临用前配制, 戴一次性手套, 小心打开试剂三瓶盖, 加试剂二50mL充分溶解, 4℃避光可保存 1周。

需自备的仪器和用品:

可见分光光度计、普通离心机,超速离心机、可调式移液枪、1mL玻璃比色皿和蒸馏水。

操作步骤:

样品中细胞色素 b5 提取:

- 1. 除去细胞核,线粒体等大分子物质: 称约 0.5g 组织,加入 1mL 试剂一,冰上充分研磨,10000g 4℃离心 30min,取上清液,转入超速离心管中。
- 2. 粗制微粒体: 100000g, 4℃离心 60min, 弃上清液。
- 3. 除血红蛋白等杂质:向步骤 2 的沉淀中加 1mL 试剂一,盖紧后充分震荡溶解,100000g 离心 30min,弃上清液。
- 4. 待测液: 向步骤 3 的沉淀中加试剂二 0.5mL, 盖紧后充分震荡溶解, 即待测液, 该待测液需当天测定。

细胞色素 b5 含量测定操作:

- 分光光度计预热 30min。
- 2. 工作液置于 25℃水浴中预热 30min。
- 3. 空白管: 取 1mL 玻璃比色皿,加入 50μL 蒸馏水,1000μL 工作液,室温静置 2min,424nm 和 490nm 处吸光值,424nm 处吸光值记为 A 空白管 1,490nm 处吸光值记为 A 空白管 2。 ΔA 空白管=A 空白管 1-A 空白管 2。
- 测定管: 取 1mL 玻璃比色皿,加入 50μL 待测液,1000μL 工作液,室温静置 2min,424nm 和 490nm 处吸光值,424nm 处吸光值记为 A 测定管 1,490nm 处吸光值记为 A 测定管 2。 △A 测定管= A 测定管 1-A 测定管 2。

注意: 只需要做一个空白管。



地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com



样品细胞色素b5含量计算公式:

(1)按照蛋白浓度计算:

细胞色素 b5 含量(nmol/mg prot)=(\triangle A 测定管- \triangle A 空白管)÷ ϵ ÷d×V 反总÷(Cpr×V 样)

=0.123×(△A 测定管-△A 空白管)÷Cpr

(2) 按照样本质量计算:

细胞色素 b5 含量(nmol/g 鲜重)=(\triangle A 测定管- \triangle A 空白管)÷ ϵ ÷d×V 反总×(V 样总÷V 样)÷W

=0.0614×(△A 测定管-△A 空白管)÷W

 ϵ : 还原型细胞色素 b5 纳摩尔消光系数, 171×10^{-3} L/nmol/cm; d: 比色皿光径(cm),1cm; V 反总:反应体系总体积,1.05mL=0.00105L; Cpr: 待测液蛋白质浓度(mg/mL),需要另外测定; V 样:加入反应体系中待测液体积,50μL=0.05mL; V 样总:待测液总体积,0.5mL; W: 样品质量,g。



地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com