

## 乳酚油

**产品货号:** R23099

**产品规格:** 100ml

### 产品简介:

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似,但不含棉蓝染料,主要由苯酚、乳酸、甘油等组成,适用于植物组织整体封藏,如藻、花粉粒、表皮撕片等其他小材料的封藏。

乳酸酚棉蓝染色液的特点是细胞不变形,具有杀菌功能,且不易干燥,能保持较长时间,是霉菌菌丝、孢子的形态学分类的重要依据。

该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
乳酚油	100ml	室温,避光

### 自备材料:

盖玻片、载玻片、显微镜。

### 操作步骤 (仅供参考):

#### (一)植物材料:

1. 取要封固的植物材料,如藻、花粉粒、表皮撕片等。
2. 滴加乳酚油于植物材料上,使材料接触封片液,尽量避免气泡。

#### (二)其它样品:

参考贴组织切片进行操作。

### 注意事项:

1. 封固之前应事先在背面做好圆圈标记,以便判断后续试验的位置。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>