

返蓝液

产品货号: R23461

产品规格: 500ml

产品介绍:

苏木素(Hematoxylin)和伊红(Eosin)联合染色简称HE染色,是病理学和组织学最常用的一种染色方法。苏木素为碱性天然染料,可使细胞核着色。分化之后,苏木素在酸性条件下处于红色离子状态,呈红色;在碱性条件下处于蓝色离子状态,呈蓝色。组织切片经酸性乙醇分化后呈红色或粉红色,立即用水除去组织切片上的酸而中止分化,再用弱碱性水使苏木素染上的细胞核呈现蓝色,这个过程称为返蓝作用或蓝化作用。另外用自来水浸洗也可使细胞核返蓝,但所需时间较长。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
返蓝液	500ml	室温,避光

操作步骤:

1. 按实验具体要求操作。一般蓝化2-60s。

注意事项:

1. 切片脱蜡应尽量干净。系列乙醇应经常更换新液。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>