

Kanovsky'S固定液

产品货号: T19467

产品规格: 100ml

产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变, 从而使酶失活。固定剂对细胞核细胞外成分发生物理改变。

本产品主要由戊二醛、甲醛、二甲苯肿酸钠和无水氯化钙等组成。适用于免疫电镜前的固定, 采用该固定液在4°C短时间固定, 比在低浓度戊二醛中长时间固定能更好保存组织的抗原性和细微结构。最好先灌注固定, 然后再浸泡固定20-30min。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
Kanovsky'S固定液	100ml	室温, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验步骤操作。

注意事项:

1. 本产品对人体有一定的损害, 请在通风好的环境下小心操作, 避免吸入。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: 室温避光, 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>