

细胞回收液(10×)

产品货号: T13818

产品规格: 25ml

产品简介:

细胞回收液可以回收在水凝胶内培养的细胞,用于下游的蛋白分析。该溶液不含任何酶成分,可以在不影响细胞活性情况下,溶解水凝胶,无需酶消化或长时间高温孵育,可5min内快速的从水凝胶系统上高效率地回收类器官/细胞。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
细胞回收液(10×)	25ml	2-8°C

注: 1. 本产品常温运输,请在收到后尽快按产品的储存要求转移至相应温度。
2. 请在开封后六个月内使用完本产品。

产品应用:

溶解水凝胶,回收细胞。

操作步骤:

试剂准备步骤:

细胞工作液(1×): 使用4°C PBS (1×)将细胞回收液(10×)稀释成细胞工作液(1×)。

水凝胶溶胶步骤:

全部步骤皆于无菌操作台内操作,操作步骤如下:

- 3D细胞培养形成后,小心将培养基吸取移除,并用PBS (1×)进行清洗。将PBS吸取移除,并添加1mL预冷的细胞工作液(1×)盖过胶滴于室温反应5min。
- 用移液枪温和吹打,直到水凝胶完全溶解。
- 将含有细胞球体的溶液吸取到离心管,以250g离心5min,移除上清液体并收集沉淀细胞球体做后续实验分析。

保存: 2-8°C,有效期1年。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>