

羧苄青霉素溶液 (Carbenicillin, 50mg/ml)

产品货号: R21931

产品包装: 10ml

产品简介:

羧苄青霉素溶液 (Carbenicillin, 50mg/ml) 又称羧苄西林, CAS 号为 4697-36-3, 分子量为 378.4, 是一种 β -内酰胺类抗生素, 干扰肽聚糖的交联从而抑制细胞壁的合成, 是广谱青霉素类抗生素。临床上, 常用羧苄青霉素治疗各种细菌感染。

羧苄青霉素溶液 (Carbenicillin, 50mg/ml) 经过滤除菌, 一般工作浓度为 $50\sim 100\ \mu\text{g/ml}$, 其中严紧型质粒常采用 $20\ \mu\text{g/ml}$, 松弛型质粒常采用 $60\ \mu\text{g/ml}$ 。

产品组成:

Carbenicillin solution (50mg/ml)	10ml	-20℃	避光
----------------------------------	------	------	----

操作步骤 (仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、终浓度多为 $50\sim 100\ \mu\text{g/ml}$, 一般情况下 1000 倍稀释后即可使用。

注意事项:

- 1、注意无菌操作, 避免污染。
- 2、避免反复冻融, 以免失效或效率下降。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: -20℃ 避光。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话: 400-611-0007 13671551480
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>