

氨水/氢氧化氨水溶液（0.1%）

产品货号：R21976

产品包装：500ml

产品简介：

氨水又称氢氧化铵，分子量为 35.05，分子式为 NH_4OH ，CAS 号为 215-647-6。氨水是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。HE 染色或其他组织染色后的返蓝很重要，苏木素在酸性条件下处于红色离子状态，呈红色；在碱性条件下处于蓝色离子状态，呈蓝色。组织切片经盐酸乙醇分化后呈红色或粉红色，故分化之后，立即用水除去组织切片上的酸而中止分化，再用弱碱性水使苏木素染上的细胞核呈现蓝色，这个过程称为返蓝作用或蓝化作用。

氨水溶液(0.1%)主要由氨水、去离子水组成，经常用于 HE 染色或其他组织染色后的返蓝，是一种非常重要的辅助试剂。

产品组成：

氨水/氢氧化氨水溶液（0.1%）	500ml	RT
------------------	-------	----

操作步骤（仅供参考）：

- 1、根据实验具体要求操作，蓝化后应立即用水冲洗干净。
- 2、一般蓝化 3~30s，应根据具体组织和切片厚度调整时间。

注意事项：

- 1、 密闭保存，一旦开启尽快用完，因为其有效成分易挥发。
- 2、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：

室温 6 个月



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520 731791866

邮箱：shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>