

STM 溶液(0.25M,pH7.4)

产品货号: R22031

产品规格: 100ml

产品简介:

STM 溶液又称蔗糖-Tris-MgCl₂溶液, 可用于分离上皮细胞的质膜。尚宝生物 STM 溶液(0.25M,pH7.4) 主要由 0.25mM 蔗糖、10mMTris、MgCl₂等组成, 过滤除菌, 主要用于组织匀浆。

产品组成:

STM 溶液(0.25M,pH7.4)	100ml	-20℃
---------------------	-------	------

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>