

荧光抗体稀释液(Evans Blue 法)

产品货号: R22065

产品规格: 50ml/100ml

产品简介:

荧光抗体稀释液用于荧光染色时一抗(primary antibody)、二抗(secondary antibody)的稀释和配制。当荧光抗体的染色如果背景较高, 可以用尚宝生物荧光抗体稀释液(EvansBlue 法)稀释至临界浓度, 使特异性染色呈阳性而非特异性染色呈阴性。尚宝生物荧光抗体稀释液(Evans Blue 法)由伊文思蓝、盐等组成, 为蓝色液体, 减少非特异性荧光, 宜做常规应用。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
荧光抗体稀释液(Evans Blue 法)	50ml/100ml	4°C, 避光

自备材料:

1. 载玻片
2. 盖玻片
3. 荧光显微镜

操作步骤:

1. 按实验具体要求操作, 稀释抗体后应 4°C 避光保存。

染色结果:

弹力纤维	蓝色
细胞核	红色

注意事项:

1. 荧光物质均易发生淬灭, 染色后的样品宜避光保存。
2. 在使用荧光抗体稀释液的情况下, 虽然可减缓淬灭, 仍需尽量避光。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

http://www.saint-bio.com