

Western Antibody Dilution Buffer

Western 抗体稀释液

产品货号: R21861

产品包装: 100ml

产品简介:

在蛋白印迹(Western Blot, WB)实验中,一抗和二抗通常需要适当稀释使用。本产品可用于蛋白印迹时抗体的稀释和配制,稀释和配制的一抗或二抗可以在2-8℃保存和使用不少于1周,可以反复2-3次用于蛋白印迹,节约您宝贵的抗体。本产品仅用于WB实验中的抗体和标记物的稀释。

操作步骤:

1. 临用取出本产品,颠倒数次以混匀,取适量用于抗体稀释。一抗和二抗的稀释比例请参照厂家使用说明。
2. 一次实验结束后,可以回收抗体稀释液,2-8℃保存,一周内可用于下次的WB。

注意事项:

1. 本产品属蛋白制剂,室温放置过久易导致蛋白的降解和活性丧失。
2. 为了能使抗体可以反复多次使用,建议尽量在2-8℃进行一抗和蛋白膜的结合反应,以减缓一抗的衰减速度。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

2-8℃保存



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话:400-611-0007 13671551480 13643719779
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>