

1×PBST 缓冲液 (0.01M,pH=7.2-7.4)

产品货号: R22088

产品规格: 500ml

产品简介:

PBST (phosphate buffered solution) 即含吐温-20的磷酸盐缓冲液, 能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液, 主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹膜等。产品为无色液体, pH为7.2-7.4, 主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及吐温-20。

本产品为1×工作液, 可直接使用。4℃保存可延长产品保质期, 长期不用建议低温保存。

产品组成:

名称	浓度
Na ₂ HPO ₄	8mM
NaCl	0.136M
KH ₂ PO ₄	2mM
KCL	2.6mM
Tween-20	0.05% (V/V)

注意事项:

1. 低温储存较易产生沉淀。如果发现有沉淀产生, 请摇晃或置于 37℃水浴至完全溶解后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 室温保存, 有效期至少 3 个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>