

Western转移缓冲液(5×)

产品货号: T15210

产品规格: 500ml

产品简介:

Western转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液, 适用于Western Blot实验中把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素(NC)膜上, 以便进行抗体的孵育和下游实验。

尚宝生物 Western转移缓冲液5×主要成分为Tris、甘氨酸等, 不含甲醇。不适用于把蛋白质转移到尼龙膜上, 该试剂为 5×溶液。

产品组成:

名称	规格	保存条件
Western 转移缓冲液(5×)	500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

- 按Western转移缓冲液(5×):甲醇:蒸馏水=1:1:3的比例, 配制1×转移工作液。
- 大多数蛋白质转移, 应置于4℃进行, 以防止蛋白降解。

注意事项:

- 密闭保存, 开启后尽快用完。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>