

DNA碱性转移缓冲液

产品货号: T11013

产品规格: 500ml

产品简介:

DNA碱性转移缓冲液由氯化钠、氢氧化钠等组成, 主要用于将DNA碱性转移至尼龙膜上。

产品组成:

名称	规格	保存条件
DNA碱性转移缓冲液	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 无需配制, 直接使用。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>