

TBS缓冲液(0.05M,pH7.4)

产品货号: M20199

产品规格: 500ml

产品简介:

Tris 缓冲盐溶液简称TBS, 属于常规pH缓冲液, 常用于清洗免疫染色的组织或Western Blot中的蛋白印迹膜等, 是常用分子生物学试剂。

尚宝生物 TBS缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)主要由Tris、氯化钠、BSA、防腐剂等组成, 可用于免疫金银染色中清洗组织, 亦可作为封闭液的基础试剂。

产品组成:

名称	规格	保存条件
TBS 缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 石蜡切片脱蜡至水。
2. 0.1%胰蛋白酶消化10min或3M尿素消化30min。
3. 蒸馏水冲洗2次, 每次5~10min。
4. TBS 缓冲液(0.05mol/L,pH7.4)振荡洗涤2次, 每次5~10min。
5. 进行封闭及下游其他实验。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>