

双链DNA变性缓冲液

产品货号: T11080

产品规格: 500ml

产品简介:

双链DNA变性缓冲液又称为中性转移缓冲液, 由1.5M NaCl、微量NaOH等组成, 不含蔗糖, 可用于核酸杂交等。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
双链DNA变性缓冲液	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>