

乙酸缓冲液(0.05mol/L,pH=4.3)

产品货号: M20230

产品规格: 500ml

产品简介:

乙酸缓冲液(0.05mol/L,pH4.3)由乙酸钠、氯化钠等组成,其乙酸钠浓度为0.05mol/L,用乙酸调节pH值至4.3,可以用于单克隆抗体的纯化等用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
乙酸缓冲液(0.05mol/L,pH4.3)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>