

二苯胺试剂(1.5%)

产品货号: T11031

产品规格: 100ml

产品简介:

二苯胺(Diphenylamine)CAS号为122-39-4, 分子量为169.22, 可用于鉴定DNA和硝酸盐。

尚宝生物 二苯胺试剂(1.5%)由二苯胺、冰乙酸等组成, 主要用于DNA片段定量分析。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
二苯胺试剂(1.5%)	100ml	4℃, 避光

操作步骤(仅供参考):

按实验具体要求操作。

阴性对照(可选):

1. 取淀粉酶 1g 溶解于 PBS(pH5.3) 100ml, 处理 30~60min, 不其他切片共同入过碘酸溶液。结果应为阴性。
2. (备选方案)取唾液片(过滤后用)处理 30~60min, 不其他切片共同入过碘酸溶液。结果应为阴性。
3. (备选方案)如果对照片采用其自身样本, 对照片不经过碘酸溶液这一步, 直接入 Schiff Reagent。结果应为阴性。

注意事项:

1. 如遇环境温度较低, 溶液易产生沉淀, 可以温浴加热促溶。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>