

SSC缓冲液(20×,pH7.0,RNase free)

产品货号: T11075

产品规格: 500ml

产品简介:

SSC缓冲液主要由氯化钠、柠檬酸钠等组成,主要用于RNA杂交(如Northern印迹)、DNA杂交(如Southern印迹)等核酸杂交。

尚宝生物SSC缓冲液(20×,pH7.0,RNase free),其pH值为7.0,经RNase free处理后,再经高压灭菌处理,多用于RNA杂交。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
SSC缓冲液(20×,pH7.0,RNase free)	500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 其工作浓度为1×。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>