

核组蛋白储存液(pH=7.6)

产品货号: T15142

产品规格: 100ml

产品简介:

核组蛋白储存液(pH=7.6)由HEPES 缓冲液(pH=7.6)、EDTA、氯化钾、甘油、去离子水等组成, 临用前加入1mM DTT, 用于保存核组蛋白。

产品组成:

名称	规格	保存条件
核组蛋白储存液(pH=7.6)	100ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 2个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>