

CAPS缓冲液(0.2mol/L,pH=11.0)

产品货号: T15124

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

3-(环己胺)-1-丙磺酸(CAPS)分子式为 $C_9H_{19}NO_3S$, 相对分子量为221.31, 可作为缓冲液的基础成分。CAPS缓冲液(0.2mol/L,pH=11.0)由CAPS、去离子水等组成, 调pH至11.0, 用于纤连蛋白的纯化。

产品组成:

名称	规格	保存条件
CAPS缓冲液(0.2mol/L,pH=11.0)	100ml/500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>