

DTNB 溶液(pH=8.0)

产品货号: R21339

产品规格: 100ml

产品简介:

5,5'-二硫双(2-硝基苯甲酸) 简称DTNB, 化学式为 $C_{14}H_8N_2O_8S_2$, 分子量为396.35。DTNB是测定蛋白质、多肽等巯基的试剂, 也可用于胆碱酯酶测定。DTNB溶液(pH=8.0)由DTNB、磷酸盐缓冲液等组成, pH为8.0, 是 Ellman 试剂, 用于比色法测定生物样品中巯基。本试剂仅适用于科研领域, 不适用于临床。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
DTNB 溶液(pH=8.0)	100ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 2个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>