

Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)

产品货号: T15267

产品包装: 500ml

产品简介:

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液。1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液, 本试剂是 10 倍浓缩的溶液, 主要由 250mM Tris、2.5M 甘氨酸、10%SDS 组成。使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 10 倍后使用。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项:

- 1、10×电泳缓冲液不如 5×的稳定, 偶尔会产生浑浊或沉淀, 出现上述情况, 可加热溶解后使用。
- 2、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 室温, 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>