

## 磷钼酸水溶液(1%)

产品货号: S1231

产品规格: 100ml/500ml

### 产品说明:

染色后用某些特定的溶液将组织过多结合的染色剂脱去, 这个过程称为分化作用, 所用的溶液称为分化液。磷钼酸水溶液(1%)用于多种组织染色后的分化, 保证不同组织间染色形成鲜明的对比。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
磷钼酸水溶液(1%)	100ml/500ml	4℃, 避光

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、分化时间根据染色深浅而定, 一般 1~3min。

### 注意事项:

- 1、上述试剂均有刺激性, 请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 有效期:

6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>