

20×SSC (pH=7.4)

产品货号: T1563

产品规格: 100ml/500ml

产品说明:

SSC 缓冲液主要由氯化钠、柠檬酸钠等组成, 主要用于 RNA 杂交 (如 Northern 印迹)、DNA 杂交 (如 Southern 印迹) 等核酸杂交。Leagene SSC 缓冲液 (20×, pH7.4), 其 pH 值为 7.4, 稀释至 1× 后使用。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
20×SSC (pH=7.4)	100ml/500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 工作浓度为 1×。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>