

## 20×SSC (pH=7.0)

产品货号: T1564

产品规格: 100ml/500ml

### 产品说明:

SSC 缓冲液主要由氯化钠、柠檬酸钠等组成, 主要用于 RNA 杂交(如 Northern 印迹)、DNA 杂交(如 Southern 印迹)等核酸杂交。Leagene SSC 缓冲液(20×, pH=7.0), 其 pH 值为 7.0, 稀释至 1×后使用。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
20×SSC (pH=7.0)	100ml/500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。
2. 其工作浓度。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 有效期:

12 个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>