

SDS 溶液（20%）

产品货号： T16190

产品规格： 100ml/500ml

产品简介：

SDS 即 Sodium dodecyl sulfate，中文名为十二烷基磺酸钠，也称十二烷基硫酸钠。常用生化试剂，用途广泛，可以用于 SDS-PAGE、细菌碱裂解等。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
SDS 溶液（20%）	100ml/500ml	室温

操作步骤（仅供参考）：

1. 根据具体实验要求操作。

注意事项：

1. 如遇环境温度较低，溶液易产生沉淀，可以温浴加热促溶。
2. Leagene SDS 溶液对人体有一定刺激性，请注意防护。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q：807961520 731791866

邮箱：shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>