

PIPES 溶液（1M,pH=9.0）

产品货号：R23214

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

PIPES 即 Piperazine-1,4-bisethanesulfonic acid，中文哌嗪-1,4-二乙磺酸，分子式为 $C_8H_{18}N_2O_6S_2$ ，分子量为 302.40，CAS 号 5625-37-6。PIPES 是一种非离子两性缓冲剂，pH 在 6.1~7.5 范围具有较好的缓冲能力。

尚宝生物 PIPES 溶液(1M,pH9.0) 主要由 PIPES、去离子水组成，调 pH 至 9.0，是常用的生物缓冲液，常用于流式细胞分析。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
PIPES 溶液（1M,pH=9.0）	100ml/500ml	4℃

操作步骤：

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般工作终浓度为 10~50mmol/L。

注意事项：

1. 高浓度 PIPES 对某些细胞可能有一定毒性。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>