

ABTS 缓冲液 (pH=5.0)

产品货号: T1231

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

ABTS缓冲液(pH=5.0)主要由磷酸盐、乙酸钠等组成, pH=5.0, 是ABTS反应的缓冲液, 进而在酶标仪上读A₄₀₅吸光度值。

产品内容:

产品名称	规格	保存温度
ABT缓冲液 (pH=5.0)	100ml/500ml	室温

操作步骤:

根据实验具体要求操作。

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

4个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>