

羧苄青霉素溶液(Carbenicillin,50mg/ml)

产品货号: R21931

产品包装: 10ml

产品简介:

羧苄青霉素溶液(Carbenicillin,50mg/ml)又称羧苄西林, CAS号为4697-36-3, 分子量为378.4, 是一种 β -内酰胺类抗生素, 干扰肽聚糖的交联从而抑制细胞壁的合成, 是广谱青霉素类抗生素。临床上, 常用羧苄青霉素治疗各种细菌感染。

羧苄青霉素溶液(Carbenicillin,50mg/ml)经过滤除菌, 一般工作浓度为50~100 μ g/ml, 其中严紧型质粒常采用20 μ g/ml, 松弛型质粒常采用60 μ g/ml。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Carbenicillin solution (50mg/ml)	10ml	-20℃, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 终浓度多为50~100 μ g/ml, 一般情况下1000倍稀释后即可使用。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免污染。
2. 避免反复冻融, 以免失效或效率下降。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20℃避光, 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>