

詹纳斯绿染色液 (Janus green B,0.2%)

产品货号: R21989

产品规格: 10ml

产品简介:

詹纳斯绿 B (Janus Green B) 又称健那绿, 是一种活体染色剂, 专一用于线粒体的染色, 染色原理是其与线粒体中细胞色素 C 氧化酶结合, 从而出现蓝绿色。詹纳斯绿染色液 (Janus green B,0.2%) 由詹纳斯绿 B、盐、去离子水等组成, 染色过程中务必保持所取的材料的活性, 并且迅速操作。

使用方法:

1. 按实验具体要求操作。
2. 取新鲜提取的线粒体与詹纳斯绿 B 染色液 (0.2%) 等量混合, 一般染色 1-3min, 根据不同样本染色而异。

注意事项:

1. 染色的线粒体应是新鲜提取, 尽快染色。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4℃ 避光保存, 有效期 6 个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>