

Tris 镁盐缓冲液 (10×,pH=7.8)

产品货号: R20404

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱,分子式为C₄H₁₁NO₃,相对分子量为121.14,在25℃下pKa为8.1,Tris缓冲液的有效缓冲范围在pH7.0~9.2之间,用来作为各种缓冲液的基础成分,调节酸碱度。Tris镁盐缓冲液(10×,pH7.8)由Tris-HCl缓冲液(500mM,pH7.8)、100mM硫酸镁组成,简称TM,属于pH缓冲液,稀释至1×后使用。

产品内容:

产品名称	规格	保存温度
Tris镁盐缓冲液 (10×,pH=7.8)	100ml/500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 按实验具体要求操作,稀释至1×后使用。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>