

MES 溶液 (0.1M)

产品货号: R24610

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

2-(N-吗啉)乙磺酸简称MES, 分子式为 $C_6H_{13}NO_4S$, 相对分子量为195.24, CAS号为4432-31-9。MES常用作生物缓冲液, 在25℃下pKa为6.15, 有效缓冲范围在pH5.5~6.7之间, 常用pH值为5.5、6.0、6.5, MES buffer(0.1M)未调pH值。

产品内容:

产品名称	规格	保存温度
MES溶液 (0.1M)	100ml/500ml	4℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 对人体有刺激性, 请注意适当防护。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>