

## MES Buffer(0.05M,pH=5.5)

产品货号: R24611

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

2-(N-吗啉)乙磺酸简称MES, 分子式为 $C_6H_{13}NO_4S$ , 相对分子量为195.24, CAS号为4432-31-9。MES常用作生物缓冲液, 在25°C下pKa为6.15, 有效缓冲范围在pH5.5~6.7之间, 常用pH值为5.5、6.0、6.5。

### 产品内容:

产品名称	规格	保存温度
MES Buffer(0.05M,pH=5.5)	100ml/500ml	4°C

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 对人体有刺激性, 请注意适当防护。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>