

## 橙黄G磷钨酸溶液（2%）

产品货号：R23243

产品规格：100ml

### 产品简介：

橙黄G（OrangeG）是一种应用广泛的酸性染料。三色染色中通常与其他黄色染料共同使用来染红细胞。也可以用于结缔组织的复染和胰腺、垂体细胞等的染色。橙黄G磷钨酸溶液由橙黄G、磷钨酸和去离子水组成，主要用于结缔组织的复染。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存温度
橙黄G磷钨酸溶液（2%）	100ml	室温，避光

### 操作步骤：

1. 根据实验具体要求操作。
2. 橙黄G磷钨酸溶液的染色时间应根据具体实验而定。

### 注意事项：

1. 染色时建议先试染，以确定最佳染色时间。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>