

甲基蓝水溶液（1%）

产品货号：T1225

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

甲基蓝(Methyl blue)又称棉蓝，分子量为799.8，常被用作生物染色剂，用于动物组织学中原生动物活体、细菌、神经细胞的染色。

产品组成：

产品名称	规格	保存温度
甲基蓝水溶液（1%）	100ml/500ml	室温，避光

操作步骤：

1. 样品处理

①对于石蜡切片：

二甲苯中脱蜡5~10min。

更换新鲜的二甲苯，再脱蜡5~10min。

无水乙醇 5min。

90%乙醇 2min。

70%乙醇 2min。

蒸馏水 2min。

②对于冰冻切片：

蒸馏水 2min。

③对于培养细胞：

用4%多聚甲醛固定10min 以上。(或采用如下步骤：每25cm 加入PBS/甲醇溶液5ml，静置2min，弃液。加入新鲜甲醇5ml，静置10min，弃液。)

蒸馏水洗涤 2min。

换用新鲜的蒸馏水，再洗涤 2min。

2. 美蓝染色

①Methylene blue Stain(0.2%)染色3~10min(可以根据染色结果和要求调整时间)。

②用蒸馏水或自来水充分洗涤，进行观察和拍照。

染色结果：

组织或细胞 蓝色

注意事项：

- 第一次使用本试剂时建议先取1~2个样品做预实验。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com