

## Western Antibody Dilution Buffer Western 抗体稀释液

产品货号: R21861

产品包装: 100ml

### 产品简介:

在蛋白印迹(Western Blot , WB)实验中,一抗和二抗通常需要适当稀释使用。本产品可用于蛋白印迹时抗体的稀释和配制,稀释和配制的一抗或二抗可以在 2-8℃保存和使用不少于 1 周,可以反复 2-3 次于蛋白印迹,节约您宝贵的抗体。本产品仅用于 WB 实验中的抗体和标记物的稀释。

### 操作步骤:

1. 临用取出本产品,颠倒数次以混匀,取适量用于抗体稀释。一抗和二抗的稀释比例 请参照厂家使用说明。
2. 一次实验结束后,可以回收抗体稀释液,2-8℃保存,一周内可用于下次的 WB。

### 注意事项:

1. 本产品属蛋白制剂,室温放置过久易导致蛋白的降解和活性丧失。
2. 为了能使抗体可以反复多次使用,建议尽量在 2-8℃进行一抗和蛋白膜的结合反应,以减缓一抗的衰减速度。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

2-8℃保存



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>