

## Scott 促蓝/蓝化液

产品货号: R22026

产品规格: 500ml

### 产品简介:

苏木素(Hematoxylin)和伊红(Eosin)联合染色简称HE染色,是病理学和组织学最常用的一种染色方法。苏木精为碱性天然染料,可使细胞核着色。分化之后,苏木素在酸性条件下处于红色离子状态,呈红色;在碱性条件下处于蓝色离子状态,呈蓝色。组织切片经酸性乙醇分化后呈红色或粉红色,立即用水除去组织切片上的酸而中止分化,再用弱碱性水使苏木素染上的细胞核呈现蓝色,这个过程称为返蓝作用或蓝化作用。另外用自来水浸洗也可使细胞核返蓝,但所需时间较长。

尚宝生物 Scott蓝化液全称为Scott TapWater/Bluing, 又称Scott促蓝液, 主要由硫酸镁、碳酸氢钠等组成, 多用于苏木素染色后蓝化, 尤其适用于Gill苏木素染色液(Gill No.3)的蓝化。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Scott TapWater/Bluing	500ml	4℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。一般蓝化2~60s。

### 注意事项:

1. 切片脱蜡应尽量干净。系列乙醇应经常更换新液。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 有效期:

12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>