

HRP标记抗体稀释液

产品货号: R22019

产品规格: 50ml

产品简介:

尚宝生产的HRP标记抗体稀释液(HRP-Antibody Dilution Buffer)适用于免疫组织化学与免疫印迹等实验中HRP标记抗体的稀释。稀释液中添加了抗体保护剂和稳定剂等成分,有效增加了稀释后HRP标记抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的HRP标记抗体可在2-8℃稳定保存至少六个月。

使用方法:

按照一抗推荐效价(或个人优化条件),将适量抗体加入抗体稀释液中即可。例如,效价为1:1000时,可将1ul抗体加入到1ml抗体稀释液中,充分混匀后即可使用。抗体最好现用现稀释,稀释后的抗体可2-8℃保存。

注意事项:

1. 如需抗体回收再利用,建议在2-8℃进行抗体的结合反应,以减缓抗体效价的衰减速度。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保质期:

-20℃保存,有效期为2年。短期可2-8℃保存。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>