

橘黄G6染色液

产品货号: R21695

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

细胞学常规染色普遍使用巴氏(Papanicolaou)法。Papanicolaou Stain最初仅用于检测阴道上皮雌激素水平以及生殖道念珠菌、滴虫等病原体。目前大多数实验室采用成品染液,所以每种染液应注意其改良后的最佳条件。最终胞浆染色应透明可见,核染色质应很容易辨别出来。目前改良的巴氏染色液含有多种离子,具有多色性染色效能。染色后胞质鲜艳、透明性好以及核膜、核仁、染色质结构清晰。

橘黄G6染色液为巴氏染色液的组成成分之一,主要由橘黄G(Orange G)、磷钨酸等组成,常与EA36或EA50联用使用,可将胞浆染成颜色鲜明的绿色、蓝色和粉色。常用于妇科细胞学涂片染色如筛查宫颈癌和癌前病变,也适用于胸水、腹水、痰液等非妇科细胞样本的染色。

产品组成:

产品名称	产品规格	保存条件
橘黄G6染色液	100ml/500ml	室温, 避光

操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作。
2. Orange G stain一般染色2min即可。

注意事项:

1. 所有染液均需过滤,需经常更换染液。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com